

# Naida III UP和Naida V UP

## 主要技术参数及功能对照表

(罗马字III=3; 罗马字母V=5; UP=超大功率; Jr代表儿童版)

技术参数		Naida III UP/Jr	Naida V UP/Jr	Naida III SP/Jr	Naida V SP/Jr
					
最大输出	2CC	141	141	140	140
	仿真耳	144	144	141	141
满档增益	2CC	82	82	75	75
	仿真耳	85	85	80	80
频响范围	2CC	<100-4900Hz	<100-4900Hz	<100-6400Hz	<100-6400Hz
	仿真耳	<100-5000Hz	<100-5000Hz	<100-6900Hz	<100-6900Hz
电池	型号	675	675	13GenX	13GenX
	工作电流	1.3	1.3	1.3	1.3
通道数		6	16	6	16
高频重塑(移频技术)		✓	✓	✓	✓
数字音频变焦 双麦克风技术		单麦克风	双麦克风	单麦克风	双麦克风
动态声景自适应(自动程序)		标准版	高级版	标准版	高级版
自动电话		✓	✓	✓	✓
自动FM		✓	✓	✓	✓
手动程序		2+2	4	2+2	4
真耳声音重塑		无	✓	无	✓
双重风噪声管理		防风防潮防尘	✓	防风防潮防尘	✓
一键式快速同步		无	✓	无	✓
myPilot可视遥控器		✓	✓	✓	✓
iCom蓝牙/音频转换器		✓	✓	✓	✓
iCube无线编程		✓	✓	✓	✓
数据存储		✓	✓	✓	✓
低频强化		✓	✓	✓	✓
多通道反馈阻断技术		✓	✓	✓	✓
噪音阻断处理		✓	✓	✓	✓